



## Easytop LF-przedłużka


### labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- zastosowanie: Easytop LF-zawór skośny nr wzoru 2237LF, Easytop LF-zawór skośny KRV nr wzoru 2238LF, Easytop LF-zawór spustowy nr wzoru 2234LF

- gwint G

**nr wzoru 2234.5LF**

**nr kat. 565 329**



## Właściwości

|                    |                       |       |
|--------------------|-----------------------|-------|
| Gwint cylindryczny | G                     | 1/4   |
| Długość            | L                     | 50    |
| Wymiar Z           | Z                     | 40 mm |
| Długość 1          | L1                    | 50 mm |
| Długość 2          | L2                    | 57 mm |
| Waga               | 93,1 g                |       |
| Pojemność          | 82,88 cm <sup>3</sup> |       |
| Materiał           | materiał              | brąz  |